

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tead2 Para Wb, Elisa - Q15562

Número do item: CM0012961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TEAD2 humano (TEF-4), validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de aproximadamente 49 kDa. Essencial para estudos da via Hippo, da proliferação celular e da regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	TEAD2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8463
GeneID	8463
Imunógeno	Proteína recombinante de TEAD2 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15562
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo