


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tead3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99594

Número do item: CM0028006



introdução

TEAD3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, que reconhece TEAD3 (TEF-5) humano, de camundongo e rato com 49kDa. Ele direciona-se ao fator de transcrição da via de sinalização Hippo para pesquisa em placenta e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEAD3 Rabbit pAb
Observações/Alias	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 130-330 da TEAD3 humana (NP_003205.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99594
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo