

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Tead4 Para Wb, Elisa - Q15561

Número do item: CM0006755



introdução

Anticorpo monoclonal coelho Anti-TEAD4 para Western blot (WB) e ELISA para detetar TEAD4 humano, um fator de transcrição chave da via de sinalização Hippo que regula a proliferação e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEAD4 Coelho mAb
Observações/Alias	TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEFR-1; hRTEF-1B; TEA domain transcription factor 4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7004
ID do Gene	7004
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 140-240 do TEAD4 humano (Q15561)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15561
Peso Proteico	34kDa/44kDa/48kDa
Envio	Saco de gelo