

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tead4 Para Wb, Elisa - Q15561

Número do item: CM0030880



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TEAD4 (TEF-3) humano, validado para aplicações WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEAD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hRTEF-1B; TEAD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7004
ID do Gene	7004
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-250 do TEAD4 humano (NP_003204.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15561
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo