


Anticorpo Policlonal Anti-Tec De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42680

Número do item: CM0013148



introdução

O pAb de Coelho anti-Tec é um anticorpo policlonal produzido contra Tec humano recombinante (aa 1-280). Validado em WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, detecta Tec em amostras humanas, de camundongo e de rato, sendo ideal para pesquisas de sinalização imune e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Tec
Observações/Apelido	PSCTK4; Tec
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7006
GeneID	7006
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do Tec humano (NP_003206.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42680
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Saco com gelo