


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tefm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qe5

Número do item: CM0028647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TEFM humano (C17orf42), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar transcrição mitocondrial e fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEFM Rabbit pAb
Observações/Apelido	C17orf42; TEFM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79736
ID do Gene	79736
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-210 do TEFM humano (NP_078959.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QE5
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo