


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tek Para Wb E Elisa - Q02763

Número do item: CM0018027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TEK humano (TIE2, CD202B) para aplicações de Western Blot e ELISA. Detecta TEK humano, de camundongo e de rato com uma banda prevista de 126 kDa. Adequado para estudos de angiogênese e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEK Rabbit pAb
Observações/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7010
GeneID	7010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-750 do TEK humano (NP_000450.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Envio	Bolsa de gelo