

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tekt1 Para Wb, Elisa - Q969V4

Número do item: CM0015229



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TEK1 humano (tektina-1), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para o estudo da biologia dos microtúbulos ciliares e flagelares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEKT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TEKT1; tektin-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83659
GeneID	83659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TEK1 humano (NP_444515.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q969V4
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo