

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Telo2 Para Wb, Elisa - Q9Y4R8

Número do item: CM0022394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TELO2 humano (hCLK2, TEL2), validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre resposta a danos no DNA, sinalização mTOR e biologia de telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TELO2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9894
ID do Gene	9894
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 do TELO2 humano (NP_057195.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y4R8
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo