

Anticorpo Policlonal Anti-Tenascina C Para Wb - P24821

Número do item: CM0020418



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Tenascina C humana (TN-C), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e câncer. Peso molecular previsto 241kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tenascina C pAb de Coelho
Observações/Apelido	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascina C
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	3371
ID do Gene	3371
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24821
Peso da Proteína	241kDa
Envio	Saco com gelo