

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tenascina-X (Tnxb) Para Wb, Elisa - P22105

Número do item: CM0019985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Tenascina-X (TNXB) humana validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNXB pAb de Coelho
Observações/Alias	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXBS; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
Espécie	Humano
GeneID	7148
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 444-673 da TNXB humana (NP_115859.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P22105
Peso Molecular	458 kDa
Envio	Bolsa de gelo