

Anticorpo Policlonal Anti-Tenm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukz4

Número do item: CM0015413

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TENM1 humano (Teneurina-1). Validado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em desenvolvimento neural e neuroplasticidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TENM1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10178
GeneID	10178
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-540 do TENM1 humano (NP_001156750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKZ4
Peso Proteico	305kDa
Envio	Em saco de gelo