

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Terf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54274

Número do item: CM0013162



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TERF1 humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para pesquisas de biologia de telômeros, estabilidade cromossômica e complexo shelterin.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TERF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
Espécie	Humano
ID do Gene	7013 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-275 do TERF1 humano (NP_059523.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P54274
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo