


Anticorpo Policlonais Anti-Terf2 Para Wb - Q15554

Número do item: CM0023114



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TERF2 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia de telômeros e complexo shelterina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TERF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TRF2; TRBF2; TERF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7014
GeneID	7014
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da TERF2 humana (NP_005643.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15554
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Saco de gelo