

Anticorpo Policlonal Anti-Terf2Ip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyb0

Número do item: CM0026056



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TERF2IP (RAP1) para WB, IF/ICC, ELISA, validado em humano e camundongo. Direciona-se ao fator 1 de interação com proteína de ligação a repetição telomérica, um componente do shelterin e regulador do NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TERF2IP pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAP1; DRIP5; TERF2IP
Espécie	Humano
ID do Gene	54386 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do TERF2IP humano (NP_061848.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NYB0
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de Gelo