


Anticorpo Monoclonal Anti-Tert Para Wb, Elisa - O14746

Número do item: CM0012515



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à TERT humana (Telomerase transcriptase reversa), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisa em biologia de telômeros, envelhecimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TERT Rabbit mAb
Observações/Apelido	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7015
GeneID	7015
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1000-1132 da TERT humana (O14746).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Envio	Saco de gelo