


Anticorpo Policlonal Anti-Tert Para Wb, Elisa - O14746

Número do item: CM0026795



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a transcriptase reversa de telomerase humana (TERT) para aplicações de Western blot e ELISA. Útil para biologia de telômeros e pesquisa oncológica com reatividade cruzada para rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TERT Rabbit pAb
Observações/Apelido	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7015
GeneID	7015
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1100 do TERT humano (NP_937983.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14746
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo