


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tert Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14746

Número do item: CM0020901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TERT humano (telomerase transcriptase reversa). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em telomerase, câncer e envelhecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TERT Rabbit pAb
Observações/Apelido	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTERT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7015
GeneID	7015
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1050-1132 do TERT humano (NP_937983.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Envio	Saco de gelo