

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tes Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ugi8

Número do item: CM0028480



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TES (Testina) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e rato. TES é uma proteína de andaime envolvida na adesão celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TES pAb de Coelho
Observações/Apelido	TESS; TESS-2; TES
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26136
ID do Gene	26136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do TES humano (NP_056456.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UGI8
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo