

## Anticorpo Monoclonal Anti-Tet1 Para Wb E Elisa - Q8Nfu7

Número do item: CM0007695



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a TET1 humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato, ideal para pesquisa epigenética e do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                       |
|---------------------|-----------------------------|
| Nome do Produto     | TET1 Rabbit mAb             |
| Observações/Apelido | LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1 |
| Espécie             | Humano                      |
| GeneID (Humano)     | 80312                       |
| GeneID              | 80312                       |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético          |
| Origem              | Coelho                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais      |
| Aplicação           | WB, ELISA                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato    |
| SWISS               | Q8NFU7                      |
| Peso Proteico       | 235kDa                      |
| Envio               | Bolsa de gelo               |