

Anti-Tet1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nfu7

Número do item: CM0018478



introdução

Valide o TET1, um regulador chave da desmetilação do DNA e da cromatina, com este anticorpo policlonal de coelho. Testado em WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reativo em amostras humanas, de camundongo e rato. (Q8NFU7)

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TET1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80312
ID do Gene	80312
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFU7
Peso da Proteína	235 kDa
Envio	Saco com gelo