

Anti-Tet1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q3UrK3

Número do item: CM0024563

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TET1 de camundongo, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta uma banda de ~219 kDa; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de desmetilação de DNA e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TET1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10Erttd17e; 2510010B09Rik; TET1
Espécie	Camundongo
GeneID	52463
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1749-1902 do TET1 de camundongo (NP_001240786.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3URK3
Peso da Proteína	219kDa
Envio	Saco com gelo