

Anti-Tet2 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6N021

Número do item: CM0018006



introdução

TET2 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P e ELISA, reconhece o TET2 humano (Q6N021) e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metilação do DNA e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TET2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Espécie	Humano
ID do gene	54790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1833-2002 do TET2 humano (NP_001120680.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q6N021
Peso da proteína	224 kDa
Envio	Bolsa de gelo