

Anticorpo Policlonal Anti-TEX101 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By14

Número do item: CM0022682



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TEX101 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de fertilização e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEX101 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
Espécie	Humano
GeneID	83639
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-150 do TEX101 humano (NP_113639.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY14
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo