

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tfam Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q00059

Número do item: CM0007914



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TFAM humano, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em transcrição mitocondrial e manutenção de mtDNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFAM Rabbit mAb
Observações/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espécie	Humano
GeneID	7019
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do TFAM humano (NP_003192.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00059
Peso Proteico	29kDa
Envio	Bolsa de gelo