

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tfam Para Wb - Q00059

Número do item: CM0007434



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TFAM humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Ideal para pesquisa de transcrição mitocondrial e manutenção de mtDNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TFAM
Observações/Apelido	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7019
GeneID	7019
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00059
Peso Proteico	29 kDa
Envio	Saco de gelo