

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Tfam Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00059

Número do item: CM0020160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TFAM humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, ideal para pesquisa de transcrição mitocondrial e manutenção de mtDNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFAM Rabbit pAb
Observações/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7019
GeneID	7019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do TFAM humano (NP_003192.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00059
Peso Proteico	29kDa
Envio	Bolsa de gelo