

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tfam Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00059

Número do item: CM0018266



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o TFAM humano, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transcrição mitocondrial e manutenção do mtDNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TFAM Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7019
ID do gene	7019
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do TFAM humano (NP_003192.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q00059
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo