

## Anticorpo Policlonal Anti-Tfap2B Para Wb, Elisa - Q92481

Número do item: CM0029969



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TFAP2B humano, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento. Adequado para Western blot e ELISA. Específico para humano. Peso molecular previsto de 50 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TFAP2B pAb de Coelho                                                                                                            |
| Observações/Apeliido | PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B                                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (humano)      | 7021                                                                                                                            |
| GeneID               | 7021                                                                                                                            |
| Imunogénio           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TFAP2B humano (Q92481). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                          |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                          |
| SWISS                | Q92481                                                                                                                          |
| Peso da Proteína     | 50kDa                                                                                                                           |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                    |