

Anticorpo Policlonal Anti-Tfap2C Para Wb, Elisa - Q92754

Número do item: CM0025928

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFAP2C humano (Fator de transcrição AP-2 gama), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para biologia do desenvolvimento, pesquisa oncológica e estudos de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFAP2C pAb Coelho
Observações/Apelido	ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2CC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7022
GeneID	7022
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do TFAP2C humano (NP_003213.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92754
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo