


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tfb1M Para Wb, Elisa - Q8Wvm0

Número do item: CM0015812



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TFB1M humano (dimetiladenosina transferase 1, mitocondrial) para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar a montagem do ribossomo mitocondrial e a transcrição do mtDNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFB1M Coelho pAb
Observações/Apelido	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51106
ID do Gene	51106
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-346 do TFB1M humano (NP_057104.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8WVM0
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo