

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tfcp2 Para Wb, Elisa - Q12800

Número do item: CM0030792

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição da globina alfa CP2 (TFCP2/LSF/SEF). Validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para estudos de remodelagem da cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TFCP2
Observações/Apelido	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7024
GeneID	7024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do TFCP2 humano (NP_005644.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12800
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo