


Anticorpo Policlonal Anti-Tfe3 Para Wb, Elisa - P19532

Número do item: CM0029843



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFE3 humano (Fator de Transcrição E3). Validado para WB e ELISA. Reage com TFE3 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de biogênese lisossomal e sinalização mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFE3 Coelho pAb
Observações/Apelido	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7030
GeneID	7030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do TFE3 humano (NP_006512.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19532
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de Gelo