


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tfe3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19532

Número do item: CM0003662



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TFE3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante garante alta especificidade para pesquisa de biogênese lisossomal e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFE3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7030
GeneID	7030
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-440 do TFE3 humano (P19532).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19532
Peso Proteico	62kDa
Envio	Em bolsa de gelo