

Anticorpo Policlonal Anti-Tfeb Para Wb, Ip, Elisa - Q9R210

Número do item: CM0029205

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TFEB (Fator de Transcrição EB), validado para Western blot, IP e ELISA. Detecta TFEB humano e de camundongo, um regulador mestre da autofagia e biogênese lisossomal. Ideal para pesquisa IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFEB Coelho pAb
Observações/Apelido	Tcfef; bHLHe35
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1737
GeneID	21425
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-476 do TFEB de camundongo (NP_001155194.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9R210
Peso Proteico	53 kDa
Envio	Saco de gelo