

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tfeb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19484

Número do item: CM0021912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFEB humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece TFEB humano, de rato e de camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa em autofagia, biogênese lisossomal e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFEB Rabbit pAb
Observações/Apelido	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7942
ID do Gene	7942
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-461 do TFEB humano (NP_009093.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19484
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em bolsa de gelo