


Anticorpo Monoclonal Anti-Tff1/Ps2 Para Wb - P04155

Número do item: CM0012796



introdução

Anticorpo monoclonal anti-TFF1/pS2 para Western blot, imunoprecipitação, imunofluorescência e ELISA. Reconhece o fator 1 do trévo humano, de camundongo e de rato. Peso molecular-alvo de 9 kDa. Ideal para pesquisas gastrointestinais e oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7031
ID do Gene	7031
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, de Camundongo e de Rato
SWISS	P04155
Peso da Proteína	9 kDa
Envio	Bolsa de gelo