


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tff1/Ps2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04155

Número do item: CM0024622



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFF1/pS2 humano (fator trefoide 1). Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas gastrointestinais e de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFF1/pS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	pS2; BCE1; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Espécie	Humano
ID do Gene	7031
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-84 do TFF1/pS2 humano (NP_003216.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04155
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco com gelo