

Anticorpo Policlonal Anti-Tff2 Para Wb, Elisa - Q03403

Número do item: CM0025750

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para o Fator Trepélico 2 humano (TFF2). Validado para aplicações em WB e ELISA. O TFF2 é uma proteína secretada que modula a secreção de ácido gástrico e a estabilidade do muco, tornando-se um alvo chave para a pesquisa de doenças gastrointestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFF2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SP; SML1; TFF2
Espécie	Humano
ID do Gene	7032
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-129 do TFF2 humano (NP_005414.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03403
Peso da Proteína	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo