


Anticorpo Monoclonal Anti-Tff3 Para Ihc-P, Elisa - Q07654

Número do item: CM0010176



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o TFF3 humano (fator trepélico intestinal), validado para aplicações IHC-P e ELISA. Ideal para investigar a reparação mucosa e a mobilidade de células epiteliais em tecidos intestinais e uterinos.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	TFF3 Rabbit mAb
Observações/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7033
GeneID	7033
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-80 do TFF3 humano (Q07654)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q07654
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco de gelo