


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Tff3 Para Wb, If-P, Elisa - Q07654

Número do item: CM0019824



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho anti-TFF3 de alta qualidade validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com a TFF3 humana, um fator chave para reparo da mucosa. Ideal para pesquisa em doenças gastrointestinais e inflamatórias intestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFF3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-94 da TFF3 humana (NP_003217.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q07654
Peso da Proteína	9 kDa
Transporte	Bolsa de gelo