

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tfpi Para Wb, Elisa - P10646

Número do item: CM0010722



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TFPI humano (Inibidor da via do fator tecidual), validado para WB e ELISA. Essencial para pesquisa em coagulação e desenvolvimento de ensaios diagnósticos. - P10646

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFPI Rabbit mAb
Observações/Alias	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7035
GeneID	7035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-304 do TFPI humano (P10646).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10646
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo