

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tfpi Para Wb, Elisa - P10646

Número do item: CM0013602



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TFPI para WB e ELISA, reativo cruzado com humano, camundongo e rato. Usado para estudos do inibidor da via do fator tecidual em pesquisas de hemostasia e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFPI pAb de Coelho
Observações/Apelido	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7035
GeneID	7035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-224 do TFPI humano (NP_001027452.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10646
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo