

Anticorpo Policlonal Anti-Tfpi2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48307

Número do item: CM0025847



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFPI2 humano (PP5, TFPI-2), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudos sobre coagulação, remodelação de matriz e inibição de proteases de serina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFPI2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP5, REF1, TFPI-2
Espécie	Humano
ID do Gene	7980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-235 do TFPI2 humano (NP_006519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48307
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo