

Anticorpo Policlonal Anti-Tfr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Up52

Número do item: CM0027997

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFR2 humano (Proteína 2 do receptor de transferrina). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Para pesquisa em metabolismo do ferro e hepatócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HFE3; TFR2; TFR2
Espécie	Humano
ID do Gene	7036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-330 do TFR2 humano (NP_003218.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UP52
Peso Proteico	89kDa
Envio	Em saco de gelo