

Anticorpo Monoclonal Anti-Tgf Beta 1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01137

Número do item: CM0010908



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TGF beta 1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Adequado para estudar sinalização TGF-beta, desenvolvimento e função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGF beta 1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7040
GeneID	7040
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 279-390 do TGF beta 1 humano (NP_000651.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01137
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo