

Anticorpo Monoclonal Anti-Tgf Beta 1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P01137

Número do item: CM0006967



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra TGF beta 1. Adequado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Com suporte do UniProt P01137.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TGF beta 1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7040
GeneID	7040
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01137
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo