


Anticorpo Policlonal Anti-Tgf-Beta-1 Para Wb, Elisa - P04202

Número do item: CM0023310



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TGF-beta-1 de camundongo. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre função imune, desenvolvimento e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Tgfb1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Tgfb; Tgfb-1; TGFbeta1; TGF-beta1; Tgfb1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Camundongo)	21803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-390 do Tgfb1 de camundongo (NP_035707.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P04202
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo