


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor I De Tgf Beta (Tgfbr1) Para Wb E Elisa - P36897

Número do item: CM0007177



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o receptor tipo-1 de TGF-beta humano (TGFBR1/ALK5), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a sinalização de TGF-beta, biologia do câncer e pesquisa de fibrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor I de TGF beta (TGFBR1) mAb de Coelho
Observações/Apelido	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; Receptor I de TGF beta (TGFBR1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7046
GeneID	7046
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do receptor I de TGF beta humano (TGFBR1) (NP_004603.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36897
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo