

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor I Do Tgf Beta (Tgfbr1) Para Wb E Elisa - P36897

Número do item: CM0016349



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TGFBR1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização do TGF-beta, proliferação celular, transição epitélio-mesenquimal e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Receptor I do TGF beta (TGFBR1), pAb de coelho
Observações/Alíás	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; Receptor I do TGF beta (TGFBR1)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7046
GeneID	7046
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100–200 do receptor I do TGF beta humano (TGFBR1) (NP_004603.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P36897
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo